



RCP Flow

Apoio e registro durante a parada cardiorrespiratória

Como colocar o RCP Flow na tela de início do celular

Em menos de um minuto, o RCP Flow vira um ícone na tela do seu celular, como um aplicativo. Ao tocar nele, abre em tela cheia, sem a barra do navegador.




ENDEREÇO DO APP

rcp-flow.expo.app


Aponte a câmera do celular para o código ao lado ou digite o endereço no navegador.

IPHONE

No iPhone · use o Safari



1 Abra o Safari e entre em **rcp-flow.expo.app** (ou use o QR code).




2 Toque em **Compartilhar**: o quadrado com a seta para cima, na barra de baixo.

Não aparece? Toque em ... primeiro.




3 Role a lista para cima e toque em **Adicionar à Tela de Início**.



4 Confira o nome **RCP Flow** e toque em **Adicionar**.

Se aparecer “Abrir como App Web”, deixe ligado.



5 Pronto! O ícone verde aparece na tela de início. Toque nele para abrir.

Não achou o botão Compartilhar? Nas versões mais novas do iPhone, toque primeiro em ... (três pontinhos) na barra de baixo do Safari. Se a barra sumiu, toque perto da parte de baixo da tela para ela voltar.




RCP Flow

Como colocar na tela de início

ANDROID

No Android · use o Chrome



1 Abra o Chrome e entre em **rcp-flow.expo.app** (ou use o QR code).

2 Toque nos **três pontinhos** : no canto de cima, à direita.

3 Toque em **Adicionar à tela inicial**.
Em alguns celulares aparece “Instalar app”.

4 Toque em **Instalar** (ou **Adicionar**) para confirmar.

5 **Pronto!** O ícone verde aparece na tela inicial. Toque nele para abrir.

Usa outro navegador? No **Samsung Internet**, toque em ≡ (menu, embaixo à direita) → **Adicionar página a → Tela de início**. Os nomes podem mudar um pouco conforme a marca do celular.

Dicas

Abra sempre pelo ícone

Pelo ícone, o RCP Flow abre em tela cheia e com mais espaço para os botões. Pelo navegador ele também funciona, mas com a barra de endereço.

Precisa de internet

Esta é a versão para navegador: mantenha o celular conectado (Wi-Fi ou dados móveis) enquanto usa o app.

Sempre atualizado

Não precisa atualizar nada: toda vez que você abre, já vem a versão mais nova.

Som e vibração

Deixe o volume alto e o modo silencioso desligado. No iPhone, o navegador não permite vibração.

Seus dados ficam no celular

Histórico, equipe e drogas cadastradas ficam só neste aparelho e neste navegador. Não há cadastro nem senha.

Para remover

Toque e segure o ícone e escolha **Remover** (iPhone) ou arraste até **Remover / Desinstalar** (Android).